

NEURO-TOX

Easy to Operate and Use Compact Device
for EMG/STIM-guided Injections



Две-в-едно дизайн съчетаващ електрически стимулатор и ЕМГ регистратор в едно устройство
Локализация на местоположение чрез отчитане на спонтанно ЕМГ и електрическа стимулация
Вграден дисплей с индикация за честота и амплитуда на стимулацията
Вграден аудио канал за прослушване на ЕМГ
Джобен размер устройство вървящо с дистанционно управление
Електроди с уплътнителни съединители

NEUROLOGY

TMS EMG ECG ABR SPIROMETRY EEG EP



Neurosoft
Medical diagnostic equipment

Стандартен комплект

- **Neuro-Tox** апарат
- Дистанционно управление
- Слушалки
- Мъжки-към-женски кабел (3 жици), уплътнен
- Кабел за допълнителен електрод тип: "бутон"- 2 бр.
- Заменяеми ЕКГ електроди - 50бр.
- Зарядно устройство с Ni-MH акумулаторни батерии
- Техническо ръководство



Приложение

Neuro-Tox е с широко приложение в неврологията

- за отстраняване на симптоми на мускулна хиперактивност като: дистония, спазми, тремор и други хиперкинезии;
- за лечение на фокални форми на мускулна дистония, включително блефароспазм, шийна дистония, спастична дистония, оро-мандибуларна дистония, симптоми на идеопатична торзионна дистония, страбизъм;
- при рехабилитация на пациенти с детска церебрална парализа, мултиплиена склероза, остатъчни увреждания след черепно – мозъчни травми, травми на гръбначния стълб, инсулти;

Допълнителните приложения включват миофасциални и вертебрални болкови синдроми, тензионно главоболие, първична локална хиперхидроза, хиперфункционални бръчки



Neurosoft
Medical diagnostic equipment

ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
гр. Варна, ул. "Кирил Шиваров" № 9 Б
Централа: 070017373
Тел/факс: +359 52 612 258
e-mail: office@neurosoft.bg

July 2014